

SANABIO

کیت الیزا برای تعیین غلظت هورمون محرک غده تیروئید انسانی
Human Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ELISA Kit

کد محصول : SB - TSH-103

۱. معرفی

اندازه گیری غلظت سرمی هورمون محرک غده تیروئید (تیروئیدین، TSH) که نوعی گلیکوپروتئین با وزن ملکولی ۰۰۰/۲۸ دالتون بوده و از غده هیپوفیز ترشح می شود، می تواند به عنوان یک شاخص حساس جهت تشخیص بیماری های مختلف غده تیروئید و ارزیابی عملکرد محور هیپوفیز - هیپوتالاموس بکار رود. این هورمون دارای دو زیر واحد بنام زنجیره آلفا با ۸۹ اسید آمینه است که با زنجیره آلفای سایر گنادوتروپین ها یکسنان می باشد، و زنجیره بتا با ۱۱۵ اسید آمینه که مسئول عملیات ایمنولوژیکی و خصوصیات بیولوژیکی این هورمون ها است. مولکول TSH یک ساختار خطی داشته که شامل یک هسته پروتئینی با زنجیرهای جانبی کربوهیدرات است که ۱۶ درصد وزن مولکولی آن را تشکیل می دهد. هورمون های تیروئیدی T3 و T4، توسط هورمون آزاد کننده تیروئیدین (TRH) هیپوتالاموس، ترشح TSH را از طریق مکانیسم فیدبک منفی تنظیم می کنند. بعبارت دیگر، افزایش غیرطبیعی غلظت خونی T3 و T4 باعث توقف ترشح TSH می شود، همچنین کاهش غلظت T3 و T4 در خون، باعث افزایش ترشح TSH می گردد. افزایش غلظت سرمی TSH اولین و بهترین نشانگر کم کاری اولیه تیروئید می باشد.

۲. اصول اندازه گیری

این کیت بر اساس سنجش ایمنولوژیکی ساندویچی تهیه شده است. در این کیت آنتی بادی منوکلونال ضد TSH بر روی پلیت پوشش داده شده و دیگری به آنزیم HRP متصل است. نمونه مورد آزمایش که دارای TSH است، در معرض دو آنتی بادی قرار می گیرد. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند تا آنتی بادی متصل به آنزیم HRP اضافی خارج گردد. سپس سوبسترای آنزیم HRP که محلول TMB است اضافه شده و پس از گذشت زمان انکوباسیون، رنگ آبی ایجاد می شود. شدت رنگ بطور مستقیم با غلظت TSH در نمونه ها متناسب است. استانداردهای TSH با غلظت مشخص، همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که بر اساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل غلظت TSH، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید. زمان کلی انجام پروسه سنجش حدود یک ساعت و سی دقیقه می باشد.

۱. معرف ها:

۳-۱- مواد موجود در کیت:

۱- کالیبراتورها (استانداردهای TSH) - 1 ml/vial - [1-6]
۶ ویال یک میلی لیتری از استاندارد با غلظت های ۰، ۵/۰، ۵/۲، ۵، ۱۵ و ۳۰ براساس $\mu\text{IU/ml}$ که در سرم نرمال انسانی تهیه شده است.

۲- سرم کنترل - 1 ml/vial

یک ویال کنترل غلظت TSH که باید در محدوده ذکر شده در برگه کنترل کیفی کیت باشد.

۳- کونژوگه آنزیمی (HRP-Anti-TSH) - 12 ml/vial

این ویال آماده مصرف می باشد.

۴- پلیت های پوشش داده شده - ۹۶ چاهک جداشدنی

یک پلیت ۹۶ چاهکی که با آنتی بادی علیه TSH پوشش داده شده است.

۵- محلول شستشو دهنده غلیظ (20X) - 25 ml/vial

طبق روش ذکر شده در بخش ۶ مصرف می شود.

۶- محلول - 12 ml/vial - TMB

یک ویال حاوی تترامتیل بنزوئیدین (TMB) در بافر و آماده مصرف

۷- محلول متوقف کننده واکنش - 12 ml/vial

یک ویال حاوی اسید قوی (اسیدسولفوریک یک نرمال)

۸- چسب پلیت

۹- برسور کیت

۳-۲- مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست :

سمپلر ۵۰ و ۱۰۰ میکرولیتری، آب دیونیزه، کاغذ جاذب رطوبت، ظرف شیشه ای جهت آماده سازی بافر ها، تایمر، دستگاه الیزا ریدر

۴- موارد احتیاط

- از استفاده معرف های کیت پس از تاریخ انقضاء خودداری کنید و از مخلوط کردن یا استفاده از کیت ها با شماره بچ مختلف پرهیز نمایید.
- درب ظروف را پس از استفاده ببندید و از تعویض درب ها جدا خودداری کنید.
- کیت های باز نشده پس از تحویل باید در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد (یخچال) نگه داری شوند. میکروپلیت باید در کیسه در بسته به همراه ماده جاذب رطوبت نگه داری شود. کیت باید تا تاریخ انقضاء استفاده شود. برای اطلاع از تاریخ انقضاء به برگه چسب کیت مراجعه شود.
- فرآیند شستشو خیلی مهم است. شستشوی ناکافی باعث کاهش دقت و افزایش کاذب جذب می شود.
- از تماس محلول متوقف کننده واکنش (1N H2SO4) با پوست خودداری کنید. در صورت تماس، با آب فراوان آنرا بشوئید.
- در این کیت از سرم انسانی استفاده شده است که از نظر HbsAg و HIV منفی بوده اند.

۵. تهیه و جمع آوری نمونه

آزمایش را باید بر روی نمونه های سرمی انجام داد. نمونه های شدیداً همولیزه و دارای چربی باید حذف شوند. نمونه ها را می توان برای دو روز در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد و برای زمان های طولانی تر (تا سی روز) در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری نمود. از انجماد و ذوب مکرر نمونه ها باید خودداری کرد. در مواردی که مقدار TSH نمونه بیش از $30 \mu\text{IU/ml}$ باشد، نمونه را با استاندارد صفر رقیق نموده و سپس آزمایش را تکرار نمایید.

۶. آماده سازی معرف ها

۱. قبل از استفاده کلیه معرف های کیت را سر و ته (invert) نمایید.

برای تهیه محلول شستشو، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با ۱۹ حجم آب دیونیزه رقیق نمایید.

۷. روش انجام آزمایش

با توجه به حساسیت بالای تست توصیه می شود حداقل یک ساعت قبل از شروع آزمایش، کیت را در دمای اتاق (۲۲-۲۷ درجه سانتیگراد) قرار دهید.

توصیه می شود این آزمایش توسط افراد مجرب و آموزش دیده انجام شود. زمانی که پروسه شروع می شود تمام مراحل باید بدون وقفه تا انتها پیش رود.

۱. تعداد چاهک های کوت شده برای استانداردها، کنترل ها و نمونه های بیمار را مشخص کنید. استریپ های اضافی را در کیسه های زیپ دار قرار داده و در دمای ۲-۸ درجه و دور از نور نگهداری کنید.

۲. ۰۵/۰ میلی لیتر (50 μl) از استانداردها، سرم کنترل و نمونه های بیمار را به داخل هر چاهک بریزید.

۳. ۱/۰ میلی لیتر (100 μl) از کونژوگه آنزیمی (HRP-Anti-TSH) را به تمام چاهک ها اضافه کنید.

۴. پلیت را بمدت ۶۰ - ۳۰ ثانیه به آرامی تکان دهید تا محتویات چاهک ها خوب مخلوط شوند. سپس درب چاهک ها را با برسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهک ها را بمدت یک ساعت در درجه حرارت دمای اتاق (۲۸ - ۲۲ درجه سانتیگراد) و تاریکی انکوبه کنید.

۵. برسب را با دست از پلیت جدا کرده و محتویات چاهک ها را خالی یا اسپیره (Aspiration) نمایید.

۶. ۳۰۰ میکرولیتر از بافر شستشو آماده مصرف به هر چاهک اضافه و همراه با ضربه زدن به پلیت خالی نمایید. این مرحله ۴ بار تکرار شود (در مجموع ۵ بار). در پایان چاهک ها بر روی پارچه جاذب کاملاً آبیگری شود. برای انجام این مرحله از دستگاه الیزا واشر اتوماتیک نیز می توان مطابق پروتکل مربوطه استفاده نمود.

۷. ۱۰۰ میکرولیتر از محلول TMB به تمامی چاهک ها اضافه کنید. (استفاده از سمپلر چند کاناله دقت کار را بیشتر می نماید) و آنها را بمدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه نمایید.

۲- حساسیت آزمایش

بر اساس جذب نوری استاندارد صفر و منهای سه برابر انحراف معیار، حساسیت این کیت برای تعیین مقدار هورمون TSH برابر $2/0 \mu\text{IU/ml}$ بدست آمد.

۳- اختصاصیت آزمایش

اختصاصیت این آزمایش با استفاده از سرم های حاوی LH، FSH و HCG جهت واکنش متقاطع TSH بررسی شده و هیچگونه تداخلی با این هورمون ها در غلظت های طبیعی دیده نشده است.

۴- خطی بودن

به کمک استاندارد صفر رفتهای متوالی سه نمونه سرم با غلظت مشخص از TSH تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت محاسبه شد که در جدول زیر نتایج آورده شده است.

نمونه سرمی	غلظت اولیه ($\mu\text{IU/ml}$)	درصد ریکاوی		
		1:2	1:4	1:8
1	2.2	98	101	106
2	10.5	99	105	106
3	33.7	101	103	105


۵- اثر هوک

آزمایش TSH با این کیت، جهت سرم هایی با غلظت بسیار بالا (تا غلظت $200 \mu\text{IU/ml}$) انجام شد که پدیده اثر هوک مشاهده نگردید.

References:

1. Spencer, CA, et al., Interlaboratory/intermethod differences in functional sensitivity of immunometric assay of thyrotropin (TSH) and impact on reliability of measurement of subnormal concentration of TSH. Clinical chemistry, 41,367 (1995).
2. Helenius T., Tikanoja S. (1986) A sensitive and practical immunoradiometric assay of thyrotropin. Clin. Chem. 32 :514-518.
3. Cobb W.E., Lamberton R.P Jackson I.M.D. (1984) Use of a rapid, sensitive immunoradiometric assay for thyrotropin to distinguish normal from hyperthyroid subjects. Clin. Chem. 30:1558-1560.

نکته: مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل تنها بعنوان راهنمایی آورده شده است و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید بدست آورد.



۹. مقادیر مورد انتظار:

مقادیر طبیعی در سرم افراد نرمال که توسط آزمایشات مکرر به روش الایزا بدست آمده است به قرار زیر می باشد ولی بدلیل اختلافات سنی، نژادی و رژیم تغذیه، نمی توان برای تمام جمعیت ها محدوده مرجع تعیین کرد و. هر آزمایشگاه باید محدوده مرجع خود را گزارش نماید.

$0.4 - 6.0 \mu\text{IU/ml}$

محدوده طبیعی

۱۰. شاخص های اجرایی

۱- دقت آزمایش

آزمایشهای اینترا اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در یک سری آزمایش) و اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در سری آزمایشات مختلف) با استفاده از ۳ سرم با غلظتهای مختلف ۲۰ بار تکرار شد که ضریب تغییرات به شرح ذیل است:

اینتراسی

نمونه سرم	دفعات تکرار	میانگین ($\mu\text{IU/ml}$)	انحراف معیار	ضریب تغییرات (CV)
1	20	0.72	0.06	8.3
2	20	3.4	0.19	5.5
3	20	14.5	0.76	5.2

اینتراسی

نمونه سرم	دفعات تکرار	میانگین ($\mu\text{IU/ml}$)	انحراف معیار	ضریب تغییرات (CV)
1	10	1.5	0.11	7.3
2	10	4.2	0.25	5.9
3	10	22.0	0.68	3.1

۱۰۰۱ میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش به همه چاهک ها اضافه کنید و بمدت ۲۰ ثانیه ضربه ملایم بزنید. خیلی مهم است تا مطمئن شوید رنگ آبی کاملاً به رنگ زرد تغییر پیدا کرده است.

۲. جذب نور هر چاهک را در طول موج ۴۵۰ نانومتر با دستگاه الایزا ریدر قرائت نمائید. قرائت جذب نوری باید حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از اتمام آزمایش انجام شود.

۸. محاسبه نتایج

جذب نوری استانداردها و نمونه ها را به کمک دستگاه الایزا ریدر در طول موج ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس ۶۳۰ nm) بخوانید.

۲. با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها و غلظت معلوم آنها نمودار (Point to Point) رسم کنید به این صورت که جذب نوری استانداردها را روی محور عمودی (محور Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (محور X) برده و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید، سپس نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمایید تا منحنی بدست آید.

۳. میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمایید از نقطه بدست آمده خطی عمود بر محور X وارد کنید تا نقطه تلاقی که نشان دهنده غلظت نمونه است، بدست آید.

۴. نمونه ای از نتایج و شکل منحنی استاندارد در زیر نشان داده شده است.

نکته: مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل تنها بعنوان راهنمایی آورده شده است و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید بدست آورد.

۴. نمونه ای از نتایج و شکل منحنی استاندارد در جدول شماره ۱ نشان داده شده است.

جذب نوری	استانداردها ($\mu\text{IU/ml}$)
۰.۰۴	+
۰.۱۱	۰.۵
۰.۳۱	۲.۵
۰.۵۳	۵
۱.۴۰	۱۵
۲.۶۱	۳۰